

# Messanleitung Hundegeschirr

## Bitte beachte folgende Punkte bei der Messung:

- Miss deinen Hund bitte im Stehen, da die Masse im Liegen oder Sitzen verfälscht werden können.
- Wenn du unsicher bist oder Hilfe benötigst, schick mir gerne die Masse und, wenn möglich, ein seitliches Foto deines stehenden Hundes per Mail. Ich berate dich gerne.
- Miss am besten mit einem flexiblen Massband. Solltest du keines zur Hand haben, kannst du auch eine dickere Schnur verwenden und diese anschliessend ausmessen.

### Halsseite

#### Es wird nur eine Halsseite gemessen!


Messe vom Brustbein (dem gut tastbaren, hervorstehenden Knochen) quer nach oben bis zum Widerrist (Bereich zwischen den Schulterblättern im Nacken).

### Bauchumfang

Messe direkt hinter den Vorderläufen. Bei kleinen Hunden liegt die Messstelle etwa 2–3 Finger hinter den Achseln, bei grösseren Hunden etwa 3–5 Finger. Achte darauf, dass das Massband nicht zu eng anliegt und zwischen Massband und Hund noch 1–2 Finger Platz sind.

### Bruststeg

Setze das Massband am Brustbein an, führe es zwischen den Vorderläufen hindurch und beende die Messung an der gleichen Stelle, an der du zuvor den Bauchumfang gemessen hast – also dort, wo das Geschirr enden soll.



PAWFECT STITCH  
by Cheyenne